


FICHA TÉCNICA C3701**Características generales**

Camilla hidráulica biela blanca especialidades

Dimensiones del lecho estándar: 62x188 cm (M44).

Peso máximo recomendado: 135 Kg

Variación de altura: 50-90 cm

Regulación de altura mediante actuador hidráulico accionado con pedal mecánico.

Elevación con desplazamiento lateral < 20 cm

Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250°C

Camilla provista de rodamientos en la biela.

Espacio desde el suelo hasta el chasis: 16 cm.

Ruedas de Ø 150 mm:

- 2 con freno, direccionales y electro-conductivas (lado respaldo)
- 2 con freno (lado pies)

Barandillas plegables extraíbles (A4700)

Porta sueros de 2 ganchos, incluido de serie. Regulable en altura y de fácil colocación en cualquiera de las 2 esquinas (lado respaldo).

Empujadores ergonómicos en ambos lados.

Roldanas parachoques en los laterales (lado respaldo).

Respaldo standard tipo T15 - Respaldo rectangular. Sin orificio facial.

Módulo del cabezal/respaldo regulable manualmente, mediante cremallera.

Peso aproximado: 84 Kg

Opciones de equipamiento:

1 - Cajón en la parte de los pies. – Ref. A4710.

2 - Soporte para bombona de oxígeno: 69,2 cm x Ø14,8 cm – Ref. A4711.

Características del Tapizado

Tapizado en polipiel ignífugo Clase: M-2 según normativa CE. Con protección antimicrobiana y antibacteriana Sanitized®.

Disponibles en 25 colores.

Grosor de la espuma 5 cm.

Espuma grado de firmeza II - Medio

Características del Elevador**Hidráulico**

Carrera de 140 mm

Fuerza de empuje: 10000N a 270 Bar

Máxima carga estática: 12500N

Nº de accionamientos del pedal: 24-35

Ecopostural se reserva el derecho a modificar sus productos y características técnicas. Las medidas y pesos finales de los productos pueden variar respecto de los aquí indicados: medidas $\pm 5\text{cm}$ / pesos $\pm 5\text{kg}$ / movimientos $\pm 10^\circ$.

El proceso de fabricación de nuestros productos se realiza a medida, lo que confiere a nuestros productos un acabado único y totalmente personalizado.

Por consiguiente, no se aceptará la devolución de cualquier producto Ecopostural ya que la fabricación a medida responde a una elección concreta de medidas, color, etc...


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES C3701**Caractéristiques générales**

Table hydraulique bielle blanche spécialités.

Dimensions standard de la sellerie: 62x188cm (M44).

Charge maximale recommandée: 135 Kg.

Variation de la hauteur: 50-90 cm.

Système de réglage de la hauteur par pédale hydraulique.

Élévation avec déport latéral < 20 cm.

Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture blanche époxy cuite au four à 250°C.

Chassis avec roulements

Espace du sol au châssis de 16 cm.

Roues de Ø 150 mm:

- 2 roues directionnelles électro conductrices avec frein (*côté dossier*).
- 2 roues avec frein (*côté pieds*).

Barrières pliantes amovibles (A4700).

Porte-sérum de série. Réglable en hauteur et positionnable des 2 côtés du dossier

Poignées fixes de poussée de chaque côté

Dossier standard type T15 - Dossier rectangulaire.

Sans cavité visage.

Tête/dossier réglable manuellement, avec crémaillère.

Poids approx: 84 Kg

Accessoires en option:

1 - Tiroir de rangement (*côté pieds*). – Ref. A4710.

2 - Porte bouteille d'oxygène: 69,2 cm x Ø14,8 cm – Ref. A4711.

Caractéristiques Sellerie

Caractéristiques Sellerie

Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.

Protection antimicrobienne et antibactérienne

Sanitized®. Disponible en 25 coloris.

Épaisseur de la mousse 5 cm.

Soutien de mousse II - Équilibré

Caractéristiques Pompe Hydraulique

Course du vérin: 140 mm

Force de poussée: 10000N a 270 Bar


Charge statique maximum: 12500N

N° d'appuis: 24-35

Ecopostural se réserve le droit de modifier ses produits et caractéristiques techniques. Les dimensions et poids indiqués dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif et peuvent varier: dimensions $\pm 5\text{cm}$ / poids $\pm 5\text{kg}$ / mouvements $\pm 10^\circ$.

Nos produits sont fabriqués sur mesure à la commande, ce qui leur confère une finition unique et totalement personnalisée. De ce fait, les produits Ecopostural ne pourront pas faire l'objet d'un retour, annulation ou échange car la fabrication sur mesure correspond à un choix spécifique dimensions, couleur etc.

TECHNICAL FEATURES C3701



General characteristics

Hydraulic twin pillar white frame speciality table.

Standard upholstery dimensions: 62x188 cm (M44)

Recommended maximum weight: 135 Kg

Height variation: 50-90 cm

Hydraulic gas-spring assisted by foot pump.

Height adjustment with side misalignment < 20 cm.

Steel frame with white epoxy powder coating heated at 250°C

Table with bearings

Gap of 16 cm to the frame.

Ø 150 mm castors:

- 2 directional, brake-equipped and electrically conductive castors (backrest side)

- 2 castors with brake (feet side)

Removable side bars (A4700).

Drip pole stand with 2 hooks included as standard. Height-adjustable and easy to fix in any of the 2 corners (backrest side).

Ergonomic grips at both sides.

Rubber bumpers at the backrest side.

Standard backrest type T15 - Square backrest. Without breather hole.

Head-/Backrest adjustable manually, by rack.

Approx. weight: 84 Kg

Equipment options:

1 - Utility drawer (feet end). – Ref. A4710.

2 - Oxygen tank holder. – Ref. A4711.

Upholstery Features

Fire-resistant Class M2 artificial leather, EC

compliant. Sanitized® anti-microbial and

antibacterial protection.

Available in 25 colours.

Foam thickness 5 cm.

Foam firmness II - soft

Hydraulic System Features

Stroke length: 140 mm

Push force: 10000N a 270 Bar

Maximum static load: 12500N


Nr. of pumpstrokes: 24-35

Ecopostural reserves the right to modify its products and make changes in technical data. Actual dimensions and weights may vary from the values indicated in this catalogue:

dimensions $\pm 5\text{cm}$ / weight $\pm 5\text{kg}$ / movements $\pm 10^\circ$.

Our products are handcrafted and made-to-order upon the customer preferences.

Consequently, we won't accept any cancellation, return or refund of any Ecopostural product because there's been a previous choice for a specific size, colour...

SCHEDA TECNICA C3701**Caratteristiche generali:**

Lettino idraulica a manovella bianca Specialità Dimensioni letto standard: 62x188 cm (M44).

Peso massimo consigliato: 135 Kg

Variazione di altezza: 50-90 cm

Regolazione dell'altezza tramite attuatore idraulico azionato con pedale meccanico.

Spostamento laterale < 20 cm

Struttura in tubo d'acciaio, verniciata con vernice epossidica a polvere bianca cotta in forno a 250°C

Barella provvista di cuscinetti nella biella. Spazio dal pavimento al telaio: 16 cm.

Ruote Ø 150 mm: 2 freni, direzionali ed elettroconduttivi (lato schienale) 2 con freno (lato piede)

Guide pieghevoli rimovibili (A4700)

Asta portaflebo a 2 ganci, inclusa di serie. Regolabile in altezza e facile da posizionare in uno qualsiasi dei 2 angoli (lato schienale).

Pulsanti ergonomici su entrambi i lati.

Pulegge paracolpi sui lati (lato schienale).

Schienale standard tipo T15 - Schienale rettangolare. Nessun orifizio facciale. Modulo testa/schienale regolabile manualmente, tramite cerniera. Peso approssimativo: 84 Kg

Opzioni di equipaggiamento:

1- Cassetto nel piede. – Rif. A4710.

2- Portabombola di ossigeno: 69,2 cm x Ø14,8 cm – Rif. A4711.

Caratteristiche della tappezzeria:

Rivestito in ecopelle ignifuga Classe: M-2 secondo le normative CE. Con protezione antimicrobica e antibatterica Sanitized®.

Disponibile in 25 colori. Spessore schiuma 5 cm.

Grado di compattezza della schiuma II - Medio

Caratteristiche dell'ascensore idraulico:

Corsa 140 mm

Forza di spinta: 10000N a 270 Bar Carico statico massimo: 12500N

Numero di azionamenti del pedale: 24-35


Ecopostural si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e le caratteristiche tecniche.

Le misure finali e i pesi dei prodotti possono variare da quelli qui indicati:

misure ± 5 cm / pesi ± 5 kg / movimenti $\pm 10^\circ$.

Il processo di fabbricazione dei nostri prodotti viene eseguito su misura, il che conferisce ai nostri prodotti una finitura unica e totalmente personalizzata.

Di conseguenza, non sarà accettata la restituzione di qualsiasi prodotto Ecoposturale poiché la produzione personalizzata risponde ad una scelta specifica di misure, colore, ecc...

TECHNISCHES DATENBLATT C3701**Allgemeine Eigenschaften**

Hydraulische Spezial-Therapieliegen mit weissen Rahmengestell und Gelenkarmen.

Masse der Standardsegmenten: 62x188 cm (M44).

Maximale Hubkraft: 135 Kg.

Höhenverschiebung: 50-90 cm.

Höhenverstellung durch Gasdruckfeder, einstellbar mit Fusspedal.

Höhenverstellung mit seitlicher Verschiebung <20cm

Untergestell aus Stahlrohr, pulverbeschichtet mit weissen Epoxy-Pulver.

Therapieliege mit Kugellager am Rahmengestell ausgestattet

Abstand vom Boden zum Gestell: 16 cm.

Rollen Ø 150 mm:

- 2 mit Bremse, Richtungsweisend und elektrisch leitfähig, (beim Kopfteil)
- 2 mit Bremse (beim Fussteil)

Herunter klappbare und abnehmbare Seitengitter (A4700).

Höhenverstellbare Infusionsständer mit 2 Hacken bei Standardausführungen dabei. Einstellbare Höhe und einfache Anbringung auf beiden Seiten (beim Rückenteil)

Ergonomische Schiebegriffe, vorne und hinten

Rollenstossfänger auf beiden Seiten (beim Rückenteil)

Standard- Rückenteil Typ T15 - Rechteckiges Rückenteil. Ohne Nasenschlitz

Kopfteil/ Rückenteil manuell verstellbar durch

Klemmsystem.

Ungefähres Gewicht: 84 Kg.

Zubehör Optional:

1 - Aufbewahrungsschublade (beim Fussteil). – Ref. A4710.

2 – Sauerstoffflaschenhalter: 69,2 cm x Ø14,8 cm – Ref. A4711.

Eigenschaften der Polsterung

Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse:

M-2 gemäß CE-Vorschriften.

Mit Sanitized® antimikrobiellen und antibakteriellen Schutz

Verfügbar in 25 Farben.

Dicke des Schaumstoffes 5 cm.

Härtegrad des Schaumstoffes II - Ausgeglichen

Eigenschaften der Gasdruckfeder

Hub 140 mm


Schubkraft: 10000 N bis 270 Bar

Maximale statische Last: 12500N

Anzahl der Pedalantriebe: 24-35



Ecopostural behält sich das recht vor, seine produkte und technischen eigenschaften zu ändern. Die masse und endgewichte der produkte können von den hier angegebenen abweichen: masse + _ 5cm / gewicht + _ 5 kg / bewegungen 10°. Der herstellungsprozess unserer produkte erfolgt nach mass, was unseren produkten ein einzigartiges und ganz persönliches endprodukt verleiht. Daher akzeptiert Ecopostural keine annulation, rücksendung oder rückerstattung von seinen produkten, da diese mit kundenspezifische fertigungen _von einer auswahl an massen, farben usw. produziert wurden.

**Características gerais**

Especialidades de maca hidráulica de manivela branca Dimensões padrão da cama: 62x188 cm (M44).

Peso máximo recomendado: 135 Kg

Variação de altura: 50-90 cm

Ajuste de altura por atuador hidráulico operado com pedal mecânico. Elevador lateral < 20 cm

Estrutura feita de tubo de aço, revestida com tinta epóxi em pó branco queimada em forno a 250°C

Maca equipada com rolamentos na biela. Espaço desde o chão até ao chassi: 16 cm. Ø Rodas de 150 mm:

2 travões, direcionais e eletrocondutores (encosto)

2 com freio (lado do pé)

Trilhos dobráveis removíveis (A4700)

Polo IV de 2 ganchos, incluído como padrão. Ajustável em altura e fácil de colocar em qualquer um dos 2 cantos (lado do encosto).

Empurradores ergonómicos em ambos os lados.

Polias de para-choques nas laterais (lado do encosto).

Encosto standard tipo T15 - Encosto retangular. Sem orifício facial. Módulo de cabeça/encosto ajustável manualmente, com fecho de correr. Peso aproximado: 84 Kg

Opções de equipamento:

1- Gaveta no pé. – Ref. A4710.

2- Suporte do cilindro de oxigénio: 69,2 cm x Ø14,8 cm – Ref. A4711.

Características dos estofos

Estofados em couro sintético à prova de fogo Classe: M-2 de acordo com os regulamentos CE. Com proteção antimicrobiana e antibacteriana higienizada®.

Disponível em 25 cores. Espessura da espuma 5 cm.

Firmeza da espuma grau II - Médio

Características do Elevador Hidráulico

140mm curso

Força de impulsão: 10000N a 270 Bar

Carga estática máxima: 12500N

Nº de acionamentos do pedal: 24-35

A Ecopostural reserva-se o direito de modificar os seus produtos e características técnicas. As

medidas e pesos finais dos produtos podem variar dos aqui indicados:

medidas $\pm 5\text{cm}$ / pesos $\pm 5\text{kg}$ / movimentos $\pm 10^\circ$.

O processo de fabricação dos nossos produtos é realizado sob medida, o que confere aos nossos produtos um acabamento único e totalmente personalizado.

Consequentemente, não será aceite a devolução de qualquer produto Ecopostural, uma vez que o fabrico personalizado responde a uma escolha específica de medidas, cor, etc...