


FICHA TÉCNICA C4581**Características generales**

Camilla fija metálica blanca especialidades.

Dimensiones del lecho estándar: 62x200 cm (M47)

Dimensiones de lecho opcional: 70x200 cm (M67)

Peso máximo recomendado: 135 Kg

Altura fija 75 cm

Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250°C

Con nivelador ajustable en cada una de las patas.

Portarrollos abatible blanco incorporado de serie.

Respaldo standard tipo T13 - Respaldo rectangular. Orificio lágrima con tapón incluido.

Perneras articuladas (A4705) regulables en altura y extraíbles.

Bandeja extraíble en acero inoxidable de 15x30x4 cm.

Módulo del cabezal/respaldo regulable manualmente, mediante cremallera.

Módulo central regulable manualmente, mediante cremallera.

Módulo de la parte pies regulable manualmente, mediante cremallera.

Peso aproximado: 44 Kg

Características del Tapizado

Tapizado en polipiel ignífugo Clase: M-2 según normativa CE.


Con protección antimicrobiana y antibacteriana Sanitized®.

Disponible en 25 colores.

Grosor de la espuma 5 cm.

Espuma grado de firmeza II - Medio

IMKKKKKKKKKKKKKKKK

TECHNICAL FEATURES C4581**General characteristics**

Stationary white metal speciality table..

Standard upholstery dimensions: 62x200 cm (M47)

Optional upholstery dimensions: 70x200 cm (M67)

Recommended maximum weight: 135 Kg

Non-adjustable height 75 cm

Steel frame with white epoxy powder coating heated at 250°C

With 4 table levellers, one in each leg.

Detachable white paper roll holder included as standard.

Standard backrest type T13 - Square backrest. Oval breather hole and bung included.

Articulated leg supports (A4705) height adjustable and removable.

Stainless steel removable tray 15x30x4 cm.

Head-/Backrest adjustable manually, by rack.

Central section adjustable manually, by rack.

Feet section adjustable manually, by rack.

Approx. weight: 44 Kg

Upholstery Features

Fire-resistant Class M2 artificial leather, EC compliant.


Sanitized® anti-microbial and antibacterial protection.

Available in 25 colours.

Foam thickness 5 cm.

Foam firmness II - Soft

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES C4581



Caractéristiques générales

Table fixe en métal blanc spécialités..

Dimensions standard de la sellerie: 62x200 cm (M47)

Dimensions optionnelles de la sellerie: 70x200 cm (M67)

Charge maximale recommandée: 135 Kg

Hauteur fixe 75 cm

Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture blanche époxy cuite au four à 250°C

Avec 4 vis de compensation de sol, une sous chaque pied.

Porte-rouleau blanc rabattable inclus de série.

Dossier standard type T13 - Dossier rectangulaire. Cavité visage en forme de goutte et bouchon inclus.

Jambières articulées (A4705) réglables en hauteur et amovibles.

Cuvette de 15x30x4 cm en acier inoxydable et amovible.

Tête/dossier réglable manuellement, avec crémaillère.

Partie centrale réglable manuellement, avec crémaillère.

Plateau jambes réglable manuellement, avec crémaillère.

Poids approx: 44 Kg

Caractéristiques Sellerie


Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.

Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®.

Disponible en 25 coloris.

Épaisseur de la mousse 5 cm.

Soutien de mousse II - Équilibré

TECHNISCHES DATENBLATT C4581**Allgemeine Eigenschaften**

Stationäre Spezial-Therapieliege mit weissen Rahmengestell

Masse der Standardsegmenten: 62x200 cm (M47)

Masse der optionalen Segmenten: 70x200 cm (M67)

Maximale Hubkraft: 135 Kg

Feste Höhe 75 cm

Untergestell aus Stahlrohr, beschichtet mit weissen Epoxy-Pulver im Ofen bei 250 ° C gebrannt.

Mit Niveauequalizer bei jedem Standfuss dabei.

Schwenkbarer weisser Rollenhalter bei Standardausführungen dabei.

Standard- Rückenteil Typ T13 - Rechteckiges Rückenteil. Ovaler Nasenschlitz mit Abdeckpolster inklusive

Beinstützen (A4705) schwenkbar und verstellbar in Höhe und ausziehbar.

Ausziehbare Edelstahlschale von 15x30x4 cm.

Kopfteil/ Rückenteil manuel verstellbar durch Klemmsystem.

Mittelteil ist manuel verstellbar durch Klemmsystem.

Beinteil ist manuel verstellbar durch Klemmsystem.

Ungefähres Gewicht: 44 Kg.

Eigenschaften der Polsterung

Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften.

Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz Verfügbarkeit in 25 Farben.

Dicke des Schaumstoffes 5 cm.

Härtegrad des Schaumstoffes II - Ausgeglichen